








Produktdatenblatt REF 63.08.45

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	63.08.45	Rundschnittmesser 15cm 90° 2.5mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	12245	GTIN	04046826106300
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-245
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Gewicht (kg)	0,033	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK01-1
 			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO) 451.02.51 (Winter HNO Basis Siebe Instr Sets f die HNO-Chirurgie)		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	15cm 90° 2.5mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		