






Produktdatenblatt REF 63.14.04

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	63.14.04	Fisch Prüfzylinder Ø 0.4mm 16cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	11268	GTIN	04046826411008
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-237
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R005;02;ak;5X
Gewicht (kg)	0,012	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO) 451.02.51 (Winter HNO Basis Siebe Instr Sets f die HNO-Chirurgie)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	Ø 0.4mm 16cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Griff	1.4021 (X20Cr13)		
Sonstiges	1.4301 (X5CrNi18-10)		