







Produktdatenblatt REF 63.14.10

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	63.14.10	Hough Tiefensonde grad17cm 3.5/4.0/4.5mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	32845	GTIN	04046826106997
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-237
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R004;06;aj;6M
Gewicht (kg)	0,033	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK01-1
 			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	17cm 3.5/4.0/4.5mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		