





Produktdatenblatt REF 63.14.68

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|---|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Artikel | 63.14.68 | Goldmann Stopfer15cm | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 33432 | GTIN | 04046826107048 |
| Risikoklasse | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-621 |
| Klassifizierung | 6 (EU MDR) | Basis UDI-DI | 4046826;B;R005;04;ak;6M |
| Gewicht (kg) | 0,034 | Gebrauchsanweisung | GATDR00X |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | |
|   | | | |
| Medicon Medien | | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
| | | | |
| Maße | 15cm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | 1.4021 (X20Cr13) | | |