





Produktdatenblatt REF 63.45.32

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|--|---|--------------------------|----------------|
| Artikel | 63.45.32 | Handstück abgew182mm 1:1 | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 44491 | GTIN | 04046826107512 |
| Risikoklasse | 2a (EU MDD) | UMDNS-Code | 11-161 |
| Klassifizierung | 5, 6 (EU MDD) | Basis UDI-DI | |
| Gewicht (kg) | 0,275 | Gebrauchsanweisung | G634500 |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK02 |
|  | | | |
| Medicon Medien | | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|  | | | |
| Maße | 182mm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste) | | |