





## Produktdatenblatt REF 63.90.50

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	63.90.50	trephine stainless Ø 5.0mm 44mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90184910
GMDN Code	14147	GTIN	04046826109035
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-520
Klassifizierung	6 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,002	Gebrauchsanweisung	
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK02
			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	Ø 5.0mm 44mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4197 (X20CrNiMoS13-1)		