






Produktdatenblatt REF 64.50.35

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	64.50.35	Rosenbohrer95mm 3.5mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	46392	GTIN	04046826109387
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-883
Klassifizierung	6 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,004	Gebrauchsanweisung	
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK02
			
Medicon Medien	450.00.46 (Katalog Sinuskopie)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	95mm 3.5mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4112 (X90CrMoV18)		