






## Produktdatenblatt REF 64.50.40

11.12.2025

| Allgemeine Daten   |                                 |                        |                |
|--|---------------------------------|------------------------|----------------|
| Artikel  | 64.50.40                        | Rosenbohrer95mm 4.0mm  |                |
| VK-Einheit   | Stück                           | Zoll Nr.               | 90189084       |
| GMDN Code  | 46392                           | GTIN                   | 04046826109394 |
| Risikoklasse   | 2a (EU MDD)                     | UMDNS-Code             | 15-883         |
| Klassifizierung  | 6 (EU MDD)                      | Basis UDI-DI           |                |
| Gewicht (kg)   | 0,007                           | Gebrauchsanweisung     |                |
| Latex frei   | nicht zutreffend                | Aufbereitungsanweisung | MPK02          |
|   |                                 |                        |                |
| Medicon Medien   | 450.00.46 (Katalog Sinuskopie ) |                        |                |
| Hauptbild  |                                 | Detailbild             |                |
|   |                                 |                        |                |
| Maße   | 95mm 4.0mm                      | Beschichtung           |                |
| Lagerungsbedingungen   |                                 |                        |                |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich   |                                 |                        |                |
| Werkstoffe   |                                 |                        |                |
|  | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |                        |                |
| Hauptteil  | 1.4112 (X90CrMoV18)             |                        |                |