






Produktdatenblatt REF 64.54.27

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|--|
| Artikel | 64.54.27 | Diamantbohrer95mm 2.7mm | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 46392 | GTIN | 04046826109479 |
| Risikoklasse | 2a (EU MDD) | UMDNS-Code | 15-883 |
| Klassifizierung | 6 (EU MDD) | Basis UDI-DI | |
| Gewicht (kg) | 0,003 | Gebrauchsanweisung | |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK02 |
|  | | | |
| Medicon Medien | 450.00.46 (Katalog Sinuskopie) | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|   | | | |
| Maße | 95mm 2.7mm | Beschichtung | Künstlich erzeugte Diamantschicht auf Arbeitssenden von Instrumenten |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | 1.4112 (X90CrMoV18) | | |