







Produktdatenblatt REF 66.08.03

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	66.08.03	Killian Nasenspek13.5cm 35mm Fig 1	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35350	GTIN	04046826110031
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-664
Klassifizierung	5 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Gewicht (kg)	0,072	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	13.5cm 35mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		
Schraube	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Sonstiges	1.4310 (X10CrNi18-8)		