






Produktdatenblatt REF 66.27.59

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	66.27.59	Takahashi Nasenzg m Absaug10cm 45° 3.5mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	62467	GTIN	04046826110871
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-800
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R001;04;ag;3V
Gewicht (kg)	0,150	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK20-1
 			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.46 (Katalog Sinuskopie)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	10cm 45° 3.5mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		
Schraube	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Griff	1.4021 (X20Cr13)		
Sonstiges	1.4301 (X5CrNi18-10)		