








Produktdatenblatt REF 66.28.12

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|---|---|---|-------------------------|
| Artikel | 66.28.12 | Weil Blakesley Nasenzg 12cm 45° 3.6mm Fig 2 | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 62467 | GTIN | 04046826111014 |
| Risikoklasse | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-800 |
| Klassifizierung | 6 (EU MDR) | Basis UDI-DI | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Gewicht (kg) | 0,058 | Gebrauchsanweisung | GATDR00X |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK20-1 |
|   | | | |
| Medicon Medien | 450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.46 (Katalog Sinuskopie) 450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie) 450.00.62 (Katalog Medicon instruments Mund-, Kiefer- u Gesichtschir) | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|    | | | |
| Maße | 12cm 45° 3.6mm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Schraube | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |
| Griff | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Sonstiges | 1.4310 (X10CrNi18-8) | | |