







## Produktdatenblatt REF 66.29.41

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	66.29.41	Löffelzg aufgeb horiz öffn LL Schaft13cm 110° 4mm Ø 2.7mm LL	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	62467	GTIN	04046826111502
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-800
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Gewicht (kg)	0,150	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK08-1
 			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO ) 450.00.46 (Katalog Sinuskopie )		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	13cm 110° 4mm Ø 2.7mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		
Schraube	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Griff	1.4021 (X20Cr13)		
Sonstiges	1.4301 (X5CrNi18-10)		