



Produktdatenblatt REF 66.29.57

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	66.29.57	Löffelzg aufgeb vert öffn LL Schaft13cm 70° 3mm Ø 2.7mm LL	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	62467	GTIN	04046826111540
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-800
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Gewicht (kg)	0,150	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK08-1



Medicon Medien
450.00.37 (Katalog HNO)
450.00.46 (Katalog Sinuskopie)

Hauptbild

Detailbild



Maße	13cm 70° 3mm Ø 2.7mm	Beschichtung	
------	----------------------	--------------	--

Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

Werkstoffe

	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)
Schraube	1.4305 (X8CrNiS18-9)
Griff	1.4021 (X20Cr13)
Sonstiges	1.4301 (X5CrNi18-10)