



Produktdatenblatt REF 66.33.10

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	66.33.10	Antrumstz li durchschn 10cm 40° 3.5mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35541	GTIN	04046826112226
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-230
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Gewicht (kg)	0,150	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK08-1
			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.46 (Katalog Sinuskopie) 451.02.51 (Winter HNO Basis Siebe Instr Sets f die HNO-Chirurgie)		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	10cm 40° 3.5mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		
Griff	1.4021 (X20Cr13)		
Sonstiges	1.4301 (X5CrNi18-10)		