








Produktdatenblatt REF 66.38.10

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	66.38.10	Hajek Kofler Stz drehb16cm 3x5mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35541	GTIN	04046826112288
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-230
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Gewicht (kg)	0,093	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK20-1
 			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.46 (Katalog Sinuskopie) 450.00.62 (Katalog Medicon instruments Mund-, Kiefer- u Gesichtschir) 451.02.51 (Winter HNO Basis Siebe Instr Sets f die HNO-Chirurgie) 451.09.02 (Prospekt Bimaxilläre Operation)		
Hauptbild		Detailbild	
		 	
Maße	16cm 3x5mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		
Schraube	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Griff	1.4021 (X20Cr13)		
Sonstiges	1.4310 (X10CrNi18-8)		