








Produktdatenblatt REF 66.38.41

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	66.38.41	McKenty Knochenstz durchschn drehb Ni2mm 17cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35541	GTIN	04046826112394
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-230
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Gewicht (kg)	0,095	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK23-1
 			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.46 (Katalog Sinuskopie)		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	2mm 17cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		
Schraube	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Griff	1.4021 (X20Cr13)		
Sonstiges	1.4310 (X10CrNi18-8)		