








## Produktdatenblatt REF 66.54.80

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	66.54.80	Doppelsonde geknöpft 19cm Ø 1.2mm/2mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	33433	GTIN	04046826112837
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-237
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R004;06;aj;6M
Gewicht (kg)	0,030	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK03-1
 			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO ) 450.00.46 (Katalog Sinuskopie )		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	19cm Ø 1.2mm/2mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		