






## Produktdatenblatt REF 66.58.06

11.12.2025

| Allgemeine Daten  |   |                             |                         |
|---|---|-----------------------------|-------------------------|
| Artikel   | 66.58.06  | Coakley Antrumkür18cm Fig 6 |                         |
| VK-Einheit  | Stück   | Zoll Nr.                    | 90189084                |
| GMDN Code   | 47525   | GTIN                        | 04046826113001          |
| Risikoklasse  | 1r (EU MDR)   | UMDNS-Code                  | 11-084                  |
| Klassifizierung   | 6 (EU MDR)  | Basis UDI-DI                | 4046826;B;R003;02;ai;4K |
| Gewicht (kg)  | 0,031   | Gebrauchsanweisung          | GATDR00X                |
| Latex frei  | nicht zutreffend  | Aufbereitungsanweisung      |                         |
|   |   |                             |                         |
| Medicon Medien  | 450.00.37 (Katalog HNO )<br>450.00.46 (Katalog Sinuskopie ) |                             |                         |
| Hauptbild   |   | Detailbild                  |                         |
|   |   |                             |                         |
| Maße  | 18cm  | Beschichtung                |                         |
| Lagerungsbedingungen  |   |                             |                         |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich  |   |                             |                         |
| Werkstoffe  |   |                             |                         |
|   | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)                             |                             |                         |
| Hauptteil   | 1.4021 (X20Cr13)  |                             |                         |
| Griff   | 1.4305 (X8CrNiS18-9)  |                             |                         |
| Sonstiges   | 1.4301 (X5CrNi18-10)  |                             |                         |