








Produktdatenblatt REF 66.59.70

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	66.59.70	Raspat6mm 20cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35047	GTIN	04046826113148
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-506
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Gewicht (kg)	0,025	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK20-1
 			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.46 (Katalog Sinuskopie)		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	6mm 20cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		
Sonstiges	1.4305 (X8CrNiS18-9)		