



Produktdatenblatt REF 66.60.67

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	66.60.67	Antrumkan biegs lang gebØ 3.0mm 15cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	38749	GTIN	04046826113384
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-578
Klassifizierung	6 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,020	Gebrauchsanweisung	
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK02
			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.46 (Katalog Sinuskopie)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	Ø 3.0mm 15cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4305 (X8CrNiS18-9)		