



Produktdatenblatt REF 66.69.15

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	66.69.15	flex Naso Pharyngoskop NIØ 3.8mm 300mm 9800 Pixel	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	36709	GTIN	04046826113568
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-011
Klassifizierung	5 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N004;01;XD
Gewicht (kg)	3,300	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
			
Medicon Medien	450.00.46 (Katalog Sinuskopie)		
Hauptbild		Detailbild	
Maße	Ø 3.8mm 300mm 9800 Pixel	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		