



Produktdatenblatt REF 66.70.40

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	66.70.40	Endoskop Ø 4.0mm 175mm 0°	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189020
GMDN Code	37180	GTIN	04046826113773
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-396
Klassifizierung	5, 6 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,160	Gebrauchsanweisung	G776000
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	



Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.46 (Katalog Sinuskopie)		
----------------	---	--	--

Hauptbild		Detailbild	
			

Maße	Ø 4.0mm 175mm 0°	Beschichtung	
------	------------------	--------------	--

Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

Werkstoffe

	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)
Schraube	1.4305 (X8CrNiS18-9)
Sonstiges	PEEK (Polyetheretherketon)