



Produktdatenblatt REF 67.14.35

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	67.14.35	Watson Dermatom verstellbar30.5cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	38797	GTIN	04046826114350
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-179
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Gewicht (kg)	0,320	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK24-1
			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	30.5cm	Beschichtung	Künstlich erzeugte Oxidschicht (Interferenzfarben) auf der Oberfläche von Aluminiumprodukten
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Schraube	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Griff	3.3206 (AlMgSi0,5)		
Sonstiges	1.4034 (X46Cr13)		