







Produktdatenblatt REF 67.15.35

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	67.15.35	Yankauer Septum Elevat18cm 6mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35047	GTIN	04046826114398
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-506
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R004;05;aj;6A
Gewicht (kg)	0,033	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK03-1
 			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie)		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	18cm 6mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Griff	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		