








Produktdatenblatt REF 67.16.22

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------------|
| Artikel | 67.16.22 | Masing Elevat d/e5mm 22cm | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 35047 | GTIN | 04046826114572 |
| Risikoklasse | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 11-506 |
| Klassifizierung | 6 (EU MDR) | Basis UDI-DI | 4046826;B;R004;05;aj;6A |
| Gewicht (kg) | 0,051 | Gebrauchsanweisung | GATDR00X |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK12-1 |
|   | | | |
| Medicon Medien | 450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.46 (Katalog Sinuskopie) 450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie) 451.02.51 (Winter HNO Basis Siebe Instr Sets f die HNO-Chirurgie) | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|    | | | |
| Maße | 5mm 22cm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | 1.4021 (X20Cr13) | | |