







Produktdatenblatt REF 67.20.25

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	67.20.25	Fomon Haken 2Z geknöpft17cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	45918	GTIN	04046826114770
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-033
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Gewicht (kg)	0,021	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK03-1
 			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	17cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Griff	1.4021 (X20Cr13) 1.4024 (X15Cr13)		