







Produktdatenblatt REF 67.21.30

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	67.21.30	Walter Wundh m KI Beleuchtung18.5cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	46768	GTIN	04046826114848
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-033
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Gewicht (kg)	0,112	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK20-1
 			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	18.5cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Sonstiges	1.4301 (X5CrNi18-10) GLASFASER (Dünne Faser die aus Glas besteht)		