




Produktdatenblatt REF 67.21.35

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	67.21.35	Aufricht Nasenhaken18cm 45x7/10mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	45918	GTIN	04046826114862
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-033
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Gewicht (kg)	0,057	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK12-1
			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie) 450.00.62 (Katalog Medicon instruments Mund-, Kiefer- u Gesichtschir) 451.09.02 (Prospekt Bimaxilläre Operation)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	18cm 45x7/10mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Griff	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		