



## Produktdatenblatt REF 67.21.40

11.12.2025

| Allgemeine Daten                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                     | 67.21.40                                                              | Aufricht Walter Nasenhaken d/e13.5cm 42x7mm/5x9mm |                         |
| VK-Einheit                                                                                                                                                                                                                                                  | Stück                                                                 | Zoll Nr.                                          | 90189084                |
| GMDN Code                                                                                                                                                                                                                                                   | 45918                                                                 | GTIN                                              | 04046826114886          |
| Risikoklasse                                                                                                                                                                                                                                                | 1r (EU MDR)                                                           | UMDNS-Code                                        | 12-033                  |
| Klassifizierung                                                                                                                                                                                                                                             | 6 (EU MDR)                                                            | Basis UDI-DI                                      | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Gewicht (kg)                                                                                                                                                                                                                                                | 0,023                                                                 | Gebrauchsanweisung                                | GATDR00X                |
| Latex frei                                                                                                                                                                                                                                                  | nicht zutreffend                                                      | Aufbereitungsanweisung                            | MPK03-1                 |
| <div></div>                                                                               |                                                                       |                                                   |                         |
| Medicon Medien                                                                                                                                                                                                                                              | 450.00.37 (Katalog HNO )<br>450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie ) |                                                   |                         |
| Hauptbild                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       | Detailbild                                        |                         |
|    |                                                                       |                                                   |                         |
| Maße                                                                                                                                                                                                                                                        | 13.5cm 42x7mm/5x9mm                                                   | Beschichtung                                      |                         |
| Lagerungsbedingungen                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                                   |                         |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                   |                         |
| Werkstoffe                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                   |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)                                       |                                                   |                         |
| Hauptteil                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.4021 (X20Cr13)                                                      |                                                   |                         |