








## Produktdatenblatt REF 68.01.63

11.12.2025

| Allgemeine Daten  |   |                                 |                         |
|---|---|---------------------------------|-------------------------|
| Artikel   | 68.01.63  | Obwegeser Haken 22cm 70x13/23mm |                         |
| VK-Einheit  | Stück   | Zoll Nr.                        | 90189084                |
| GMDN Code   | 45918   | GTIN                            | 04046826117382          |
| Risikoklasse  | 1r (EU MDR)   | UMDNS-Code                      | 12-028                  |
| Klassifizierung   | 6 (EU MDR)  | Basis UDI-DI                    | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Gewicht (kg)  | 0,082   | Gebrauchsanweisung              | GATDR00X                |
| Latex frei  | nicht zutreffend  | Aufbereitungsanweisung          | MPK12-1                 |
|     |   |                                 |                         |
| Medicon Medien  | 450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie )<br>450.00.62 (Katalog Medicon instruments Mund-, Kiefer- u Gesichtschir)<br>451.09.02 (Prospekt Bimaxilläre Operation ) |                                 |                         |
| Hauptbild   |   | Detailbild                      |                         |
|    |   |                                 |                         |
| Maße  | 22cm 70x13/23mm   | Beschichtung                    |                         |
| Lagerungsbedingungen  |   |                                 |                         |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich  |   |                                 |                         |
| Werkstoffe  |   |                                 |                         |
|   | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)   |                                 |                         |
| Hauptteil   | 1.4021 (X20Cr13)  |                                 |                         |