





Produktdatenblatt REF 68.02.76

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	68.02.76	Intraoraler Retraktor li m KI24.5cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	45918	GTIN	04046826118068
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	12-028
Klassifizierung	7 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,075	Gebrauchsanweisung	
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK02
			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.62 (Katalog Medicon instruments Mund-, Kiefer- u Gesichtschir)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	24.5cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		
Griff	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Sonstiges	GLASFASER (Dünne Faser die aus Glas besteht)		