







Produktdatenblatt REF 68.05.20

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	68.05.20	Wangerin Positionierer18cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35048	GTIN	04046826118846
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-689
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Gewicht (kg)	0,070	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 451.08.13 (Prospekt Enorale Distraktoren für die Ober- und Unterkiefer) 451.08.22 (Prospekt Transantrale Oberkieferdistraktoren)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	18cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Griff	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		