








Produktdatenblatt REF 68.18.92

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	68.18.92	Dockhorn Wangenhalter 40x12mm 21cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	45918	GTIN	04046826119027
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-028
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Gewicht (kg)	0,076	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK12-1
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.62 (Katalog Medicon instruments Mund-, Kiefer- u Gesichtschir)		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	40x12mm 21cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		