









## Produktdatenblatt REF 68.24.40

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	68.24.40	Kirschner Winkelhandstück f Kirschner Drähte	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	44491	GTIN	04046826119287
Risikoklasse	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Klassifizierung	NA (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,239	Gebrauchsanweisung	
Latex frei		Aufbereitungsanweisung	KEIN MP
			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
Lagerungsbedingungen			
 60 °C	 90 %	 1060 hPa	
	 700 hPa		
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		