








## Produktdatenblatt REF 68.26.13

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	68.26.13	Tessier Raspat stark geb6mm 18cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35559	GTIN	04046826119485
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-084
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Gewicht (kg)	0,030	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK03-1
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie )		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	6mm 18cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		