



Produktdatenblatt REF 68.30.22

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	68.30.22	Vorböhrer EinsatzØ 2.1mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	32390	GTIN	04046826119645
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-521
Klassifizierung	6 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,004	Gebrauchsanweisung	
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK01
			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	Ø 2.1mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4112 (X90CrMoV18)		