







## Produktdatenblatt REF 68.70.40A

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	68.70.40A	Platte li100° Ti Mini L	
VK-Einheit	Pack2	Zoll Nr.	90211090
GMDN Code	46642	GTIN	04046826340605
Risikoklasse	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-050
Klassifizierung	8 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,010	Gebrauchsanweisung	G687004
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK06
  			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	100°	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	3.7035 (ASTM_Grade_2)		