







## Produktdatenblatt REF 68.70.60A

11.12.2025

| Allgemeine Daten  |                                 |                        |                |
|---|---------------------------------|------------------------|----------------|
| Artikel   | 68.70.60A                       | Platte Ti Mini         |                |
| VK-Einheit  | Pack2                           | Zoll Nr.               | 90211090       |
| GMDN Code   | 46642                           | GTIN                   | 04046826340926 |
| Risikoklasse  | 2b (EU MDD)                     | UMDNS-Code             | 13-050         |
| Klassifizierung   | 8 (EU MDD)                      | Basis UDI-DI           |                |
| Gewicht (kg)  | 0,009                           | Gebrauchsanweisung     | G687004        |
| Latex frei  | nicht zutreffend                | Aufbereitungsanweisung | MPK06          |
|    |                                 |                        |                |
| Medicon Medien  |                                 |                        |                |
| Hauptbild   |                                 | Detailbild             |                |
|   |                                 |                        |                |
| Lagerungsbedingungen  |                                 |                        |                |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich  |                                 |                        |                |
| Werkstoffe  |                                 |                        |                |
|   | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |                        |                |
| Hauptteil   | 3.7035 (ASTM_Grade_2)           |                        |                |