








## Produktdatenblatt REF 68.72.04A

11.12.2025

| Allgemeine Daten  |                                 |   |                |
|---|---------------------------------|---|----------------|
| Artikel   | 68.72.04A                       | Kinnplatte Steg4mm Ti Mini  |                |
| VK-Einheit  | Stück                           | Zoll Nr.  | 90211090       |
| GMDN Code   | 46642                           | GTIN  | 04046826341381 |
| Risikoklasse  | 2b (EU MDD)                     | UMDNS-Code  | 13-050         |
| Klassifizierung   | 8 (EU MDD)                      | Basis UDI-DI  |                |
| Gewicht (kg)  | 0,010                           | Gebrauchsanweisung  | G687004        |
| Latex frei  | nicht zutreffend                | Aufbereitungsanweisung  | MPK06          |
|    |                                 |   |                |
| Medicon Medien  |                                 |   |                |
| Hauptbild   |                                 | Detailbild  |                |
|   |                                 |  |                |
| Maße  | 4mm                             | Beschichtung  |                |
| Lagerungsbedingungen  |                                 |   |                |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich  |                                 |   |                |
| Werkstoffe  |                                 |   |                |
|   | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |   |                |
| Hauptteil   | 3.7035 (ASTM_Grade_2)           |   |                |