







## Produktdatenblatt REF 68.74.55

11.12.2025

| Allgemeine Daten  |   |   |                |
|---|---|---|----------------|
| Artikel   | 68.74.55                                    | Platte 4 Loch kurz Steg Rigid14mm Ti Mini |                |
| VK-Einheit  | Pack2                                       | Zoll Nr.                                  | 90211090       |
| GMDN Code   | 46642                                       | GTIN                                      | 04046826406240 |
| Risikoklasse  | 2b (EU MDD)                                 | UMDNS-Code                                | 13-050         |
| Klassifizierung   | 8 (EU MDD)                                  | Basis UDI-DI                              |                |
| Gewicht (kg)  | 0,000                                       | Gebrauchsanweisung                        | G687004        |
| Latex frei  | nicht zutreffend                            | Aufbereitungsanweisung                    | MPK06          |
|    |   |   |                |
| Medicon Medien  | 451.09.02 (Prospekt Bimaxilläre Operation ) |   |                |
| Hauptbild   |   | Detailbild                                |                |
|   |   |   |                |
| Maße  | 14mm  | Beschichtung                              |                |
| Lagerungsbedingungen  |   |   |                |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich  |   |   |                |
| Werkstoffe  |   |   |                |
|   | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)             |   |                |
| Hauptteil   | 3.7035 (ASTM_Grade_2)                       |   |                |