







Produktdatenblatt REF 68.74.65

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|---|---|---|----------------|
| Artikel | 68.74.65 | Platte 4 Loch kurz Steg Rigid16mm Ti Mini | |
| VK-Einheit | Pack2 | Zoll Nr. | 90211090 |
| GMDN Code | 46642 | GTIN | 04046826406264 |
| Risikoklasse | 2b (EU MDD) | UMDNS-Code | 13-050 |
| Klassifizierung | 8 (EU MDD) | Basis UDI-DI | |
| Gewicht (kg) | 0,000 | Gebrauchsanweisung | G687004 |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK06 |
|    | | | |
| Medicon Medien | 451.09.02 (Prospekt Bimaxilläre Operation) | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|  | | | |
| Maße | 16mm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | 3.7035 (ASTM_Grade_2) | | |