







## Produktdatenblatt REF 68.74.88

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	68.74.88	Platte re+li Steg Lochabs Rigid150° 8mm 8mm Ti Mini	
VK-Einheit	Pack2	Zoll Nr.	90211090
GMDN Code	46642	GTIN	04046826403713
Risikoklasse	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-050
Klassifizierung	8 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,000	Gebrauchsanweisung	G687004
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK06
  			
Medicon Medien	451.09.02 (Prospekt Bimaxilläre Operation )		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	150° 8mm 8mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	3.7035 (ASTM_Grade_2)		