







## Produktdatenblatt REF 68.74.90A

11.12.2025

| Allgemeine Daten  |                                 |  |                |
|---|---------------------------------|--|----------------|
| Artikel   | 68.74.90A                       | Platte re+li Steg Lochab Rigid 150° 10mm 8mm Ti Mini |                |
| VK-Einheit  | Pack2                           | Zoll Nr.   | 90211090       |
| GMDN Code   | 46642                           | GTIN   | 04046826417222 |
| Risikoklasse  | 2b (EU MDD)                     | UMDNS-Code   | 13-050         |
| Klassifizierung   | 8 (EU MDD)                      | Basis UDI-DI   |                |
| Gewicht (kg)  | 0,000                           | Gebrauchsanweisung                                   | G687004        |
| Latex frei  | nicht zutreffend                | Aufbereitungsanweisung                               | MPK06          |
|    |                                 |  |                |
| Medicon Medien  |                                 |  |                |
| Hauptbild   |                                 | Detailbild   |                |
|   |                                 |  |                |
| Maße  | 150° 10mm 8mm                   | Beschichtung   |                |
| Lagerungsbedingungen  |                                 |  |                |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich  |                                 |  |                |
| Werkstoffe  |                                 |  |                |
|   | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |  |                |
| Hauptteil   | 3.7035 (ASTM_Grade_2)           |  |                |