



## Produktdatenblatt REF 68.76.41

11.12.2025

| Allgemeine Daten |                  |                        |                    |
|------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| Artikel          | 68.76.41         | Plattenbiegezug13cm    |                    |
| VK-Einheit       | Stück            | Zoll Nr.               | 90189084           |
| GMDN Code        | 47637            | GTIN                   | 04046826122119     |
| Risikoklasse     | 1 (EU MDR)       | UMDNS-Code             | 15-221             |
| Klassifizierung  | 1 (EU MDR)       | Basis UDI-DI           | 4046826;N001;03;WJ |
| Gewicht (kg)     | 0,070            | Gebrauchsanweisung     | GATDN00X           |
| Latex frei       | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung |                    |



|                |  |
|----------------|--|
| Medicon Medien | 451.08.13 (Prospekt Enorale Distraktoren für die Ober- und Unterkiefer)<br>451.08.22 (Prospekt Transantrale Oberkieferdistraktoren)<br>451.09.02 (Prospekt Bimaxilläre Operation )<br>453.12.00 (Prospekt Epiplating 5 sprachig) |
|----------------|--|

## Hauptbild

## Detailbild



|      |      |              |  |
|------|------|--------------|--|
| Maße | 13cm | Beschichtung |  |
|------|------|--------------|--|

## Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

## Werkstoffe

|           | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) |
|-----------|---------------------------------|
| Hauptteil | 1.4021 (X20Cr13)                |