



Produktdatenblatt REF 68.76.71

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	68.76.71	Aderer Plattenbiegezug f Syst 2.013cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	47637	GTIN	04046826122386
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-221
Klassifizierung	1 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N001;03;WJ
Gewicht (kg)	0,088	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	



Medicon Medien

Hauptbild	Detailbild
-----------	------------



Maße	13cm	Beschichtung	
------	------	--------------	--

Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

Werkstoffe

	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)