






Produktdatenblatt REF 68.81.37

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Artikel | 68.81.37 | Platte li lang100° 3x3 Ti Midface L | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90211090 |
| GMDN Code | 46642 | GTIN | 04046826475390 |
| Risikoklasse | 2b (EU MDD) | UMDNS-Code | 13-050 |
| Klassifizierung | 8 (EU MDD) | Basis UDI-DI | |
| Gewicht (kg) | 0,000 | Gebrauchsanweisung | G687004 |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK06 |
|    | | | |
| Medicon Medien | | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
| | | | |
| Maße | 100° 3x3 | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | 3.7035 (ASTM_Grade_2) | | |