








Produktdatenblatt REF 68.82.57

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	68.82.57	Stiller Sinuslift Elevat Retrogr d/e3mm 22cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35048	GTIN	04046826124274
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-218
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R004;05;aj;6A
Gewicht (kg)	0,039	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK03-1
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.62 (Katalog Medicon instruments Mund-, Kiefer- u Gesichtschir)		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	3mm 22cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4104 (X14CrMoS17)		