







Produktdatenblatt REF 68.83.03A

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	68.83.03A	Schlitzschraube grau selbstschn1.5x3.5mm Ti Mikro P/10	
VK-Einheit	Pack10	Zoll Nr.	90211090
GMDN Code	61837	GTIN	04046826344436
Risikoklasse	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Klassifizierung	8 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,010	Gebrauchsanweisung	G687004
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK06
  			
Medicon Medien	451.08.13 (Prospekt Enorale Distraktoren für die Ober- und Unterkiefer)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	1.5x3.5mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		