







## Produktdatenblatt REF 68.83.23A

11.12.2025

| Allgemeine Daten  |                                     |  |                |
|---|-------------------------------------|--|----------------|
| Artikel   | 68.83.23A                           | Schlitzschr selbstschn1.5x3mm Ti Mikro Dr Kluba P/10 |                |
| VK-Einheit  | Pack5                               | Zoll Nr.   | 90211090       |
| GMDN Code   | 61837                               | GTIN   | 04046826439514 |
| Risikoklasse  | 2b (EU MDD)                         | UMDNS-Code   | 16-101         |
| Klassifizierung   | 8 (EU MDD)                          | Basis UDI-DI   |                |
| Gewicht (kg)  | 0,000                               | Gebrauchsanweisung                                   | G687004        |
| Latex frei  | nicht zutreffend                    | Aufbereitungsanweisung                               | MPK06          |
|    |                                     |  |                |
| Medicon Medien  |                                     |  |                |
| Hauptbild   |                                     | Detailbild   |                |
|   |                                     |  |                |
| Maße  | 1.5x3mm                             | Beschichtung   |                |
| Lagerungsbedingungen  |                                     |  |                |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich  |                                     |  |                |
| Werkstoffe  |                                     |  |                |
|   | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)     |  |                |
| Hauptteil   | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI)) |  |                |